

Skötselinstruktioner för mjukplastskenor

- Det är viktigt att gör rent Din mjukskena noga! Det är en soft yta som gör att det lättare fastnar beläggningar som till slut leder till missfärgning som inte går att avlägsna.
- Skölj av direkt efter användande och borsta gärna med diskmedel så kommer Din skena att håll sig fin längre!
OBS: Får ej kokas eller köras i micro och använd inte för hett vatten!

Lycka till med Din nya mjukskena!



Besök gärna vår hemsida: www.slutasnarka.nu

Pålssons Tandtekniska Lab
Box 171 06
402 61 Göteborg
Telefon: 031-256180